

PLEXR

Плазменное Иссечение

Plexx®



Оборудование с единственной Оригинальной, **Запатентованной** и Сертифицированной **Плазменной** **технологией!**



PLEXR работает с **НАТУРАЛЬНОЙ** и **БЕЗОПАСНОЙ** плазменной энергией, создаваемой вследствие **ионизации атмосферного газа** между наконечником Plexr и кожей





Таким же образом, как
в природе возникает
МОЛНИЯ

Плазма, от греческого “πλάσμα”
(оформленное), является **одним из четырех**
фундаментальных состояний материи,
остальные - **твердые, жидкие и газ**



твердые



жидкие





газ



Плазма

Plexr Plasma Exeresis (плазменное иссечение)



Андреа Канчелли, кандидат наук

Plexr Plasma Exeresis

(плазменное иссечение)



Облако



Земля

Воздух



Диэлектрический
пробой
3000 В/мм

$\Delta V = 10^9$ В

Ионизированный
воздух





Plexr Plasma Exeresis

(плазменное иссечение)

Облако




Земля

Воздух




Диэлектрический
пробой
3000 В/мм

Ионизированный
воздух



$\Delta V = 10^9$ В



300 м


Plexr Plasma Exeresis

(плазменное иссечение)



Когда достаточно атомов ионизируются, чтобы существенно влиять на электрические характеристики газа, — это плазма.

Плазменный
дисплей



Промежуточный диэлектрический слой

Андреа Канчелли, кандидат наук



Плазма



Plexr **Plasma Exeresis** (плазменное иссечение)

БЕЗОПАСНО



Контакт кожи с наконечником иглы



БЕЗ ПЛАЗМЫ



Большое расстояние от кожи
до наконечника иглы

Plexr
Plasma Exeresis
(плазменное иссечение)



С Plexr вы получаете...


КОНТРОЛЬ

МОЩНОСТИ ПОТОКА ИОНОВ

Единственный генератор плазмы
Безопасный и эффективный



в сравнении



Андреа Канчелли, кандидат наук



Plexr **Plasma Exeresis**

(плазменное иссечение)

**PLEXR производит псевдо синусоидальный сигнал
напряжения**



в сравнении



С Plexr вы получаете...

КОНТРОЛЬ

МОЩНОСТИ

ПОТОКА ИОНОВ


**пространстве
нный**

временной

Андреа Канчелли, кандидат наук

Механизм действия плазмы на ткани

Сфокусированный микроплазменный пучок, благодаря ионизации газов, содержащихся в воздухе, сублимирует эпидермальную ткань



Механизмы

Сублимация: переход вещества непосредственно из твердой в газообразную фазу без промежуточной жидкой фазы



Андреа Канчелли, кандидат наук

Плазменная микроабляция: механизм действия

Сублимация эпидермиса



- Усадка ткани путем селективного нагрева
- Регенерация роговического слоя
- Регенерация коллагена
- Стимуляция дермы (фибробластов) и нового коллагена



Ионный поток не распространяется на более глубокие ткани




Базальная мембрана сохраняется



Отсутствие повреждения близлежащих тканей





Plexr используется в **нехирургических процедурах**, который сублимирует обработанные области, **без повреждения окружающих тканей**






- **Не используются** чужеродные вещества
- **Не вызывает опасных** изменений в коже
- **Подтверждено** гистологическими исследованиями

Гистологические исследования




Микроскопические исследования



Клиническое исследование с применением конфокальной микроскопии для оценки нехирургической блефаропластики верхнего века етодом плазменного иссечения

Published in Dermatologic Surgery, LWW Journals - Wolters Kluwer, USA

 [Клиническое исследование](#)



Механизм действия

- **сублимация** (испарение поверхностного слоя кожи)
- **отсутствие прогрева** (энергия передаётся в жидкую часть)
- **образование** корочки,
- **ремоделирование** коллагена,
- **коагуляция**

Виды процедур


- Бескровная блефаропластика
- Папилломы
- Кисты
- Ксантелазма
- Энтропион - Эктропион
- Гемангеомы
- Биостимуляция
- Лифтинг лица и тела
- Лечение угревой сыпи и акне
- Коррекция постакне и других шрамов
- Удаление морщин
- Лабиопластика
- и т.д

Благодаря аппарату
Plexr можно провести
нехирургическую
Блефаропластику




**и получить прекрасные
результаты**, сопоставимые с
результатами традиционной хирургической
блефаропластики

До




После



Это чрезвычайно **удобная, быстрая** и
сравнительно **безболезненная**
процедура – на обрабатываемую зону
наносится **ТОЛЬКО АНЕСТЕТИЧЕСКИЙ**
крем



Немедленные результаты
заметны уже после одной
процедуры, «**последствия**»
(покраснение, припухлость
и образование корочки)
проходят уже через неделю




Намного **быстрее**, чем после традиционной хирургии



Эффект от процедуры, как и после
хирургического вмешательства,

Длительный



Бескровная блефаропластика




До



После






До



После





Лифтинг лица



Вертикальные морщины (штрих-кода)

До



После



Стягивание кожи

До




После



Ксантелазма

До



После



Пост акне

До

Before




After



После



Рехг также можно применять для борьбы с **другими дефектами кожи**



Бородавка Себорейная


До




После











plexrplus.ru



PLEXR

Стоматология



Дёсневая улыбка



Удаление эпюлис



Имплантология



Гингивит



Раскрытие корня зуба



Пародонтит



Увеличение коронки

Преимущества **нехирургических процедур**

- ✓ **Без инъекционной** анестезии
- ✓ **Процедура низкого риска** (риск слепоты отсутствует, который может возникать при хирургическом вмешательстве и других косметических процедурах)
- ✓ **Минимальные** побочные эффекты
- ✓ **Быстрый процесс** восстановления
- ✓ **Легкая процедура** (большинство пациентов могут вернуться на работу через 4 -7 дней.)

Награды

Plexr®



AWARDS



ООО Афродита

Эксклюзивный дистрибьютор
GMV S.r.l в Украине

Связаться с нами



Моб.: 050-180-00-30



Тел. : 044-236-57-51



sales@aphrodite.net.ua



[Киев 01032, Ул. Саксаганского
147/5, офис 25](#)



[Как нас найти](#)



[YouTube Channel](#)



www.aphrodite.net.ua